



COVIDIEN

positive results for life™

Система Микроволновой Абляции Valleylab™ с чрескожными/лапароскопическими антеннами



- Частота 915 МГц
- Короче сеанс воздействия и меньшая мощность
- Большой объем получаемого коагулята
- Выше температура разогрева опухоли
- Эффект не зависит от электропроводности ткани
- Коагуляция тканей вокруг сосудов
- Антенны с жидкостным охлаждением и без него
- Не используются нейтральные электроды
- Оптимальное лечение кистозных и/или плотных по структуре образований

COVIDIEN, COVIDIEN с логотипом, "positive results for life" и торговые марки со знаком ™ являются зарегистрированными торговыми марками Covidien AG или аффилированных структур. © 2007 Covidien. Все права защищены.

Представительство Корпорации «Ковидиен АГ» (Швейцария)
(ранее Тайко Хелскеа)

115054 Москва, ул. Дубининская, дом 53, стр. 5
Телефон (495) 787-4513 Факс (495) 787-4512

E-mail: rus@covidien.com

www.covidien.com